

Steripap Papier- sterilisation



Hochleistungs-Sterilpapier Steripap

Im Gesundheitswesen ist jede Vorsichtsmaßnahme wichtig, um Risiken zu vermeiden. Deshalb arbeiten wir ständig daran, die wirksamsten und geeignetsten Produkte anzubieten, die die Qualität bieten, die unsere Kunden erwarten.

DORSAN® Steripap ist ein hochreines Papier aus α -Zellulosefasern, das frei von Umweltschadstoffen ist. Es wird im medizinischen Bereich zur Verpackung von Instrumenten verwendet, die im Autoklaven mit Dampf (121-134 °C), Ethylenoxid, Gammabestahlung (50 kGy) oder Formaldehyd sterilisiert werden.

Wir bieten eine breite Palette von Größen in weiß, blau oder grün an. Die Qualität unserer Produkte unterliegt genau definierten Standards und wird regelmäßig nach DIN EN ISO 9001 überwacht.

Eigenschaften

Sie erleichtern das Verpacken und Umhüllen von Instrumenten und medizinischen Geräten.

Sie sorgen dafür, dass der Inhalt der Verpackung absolut steril bleibt.

Sie schützen den Inhalt der Verpackung bei Lagerung und Transport und unterstützen die aseptische Präsentation am Einsatzort.



Verfügbare farben

Grün

Blau

Weiß

DORSAN®
LIVING FILTRATION

Steripap Papier- sterilisation

Steripap-papiersterilisationsspezifikationen

Größen	Qualität	Verpackungsoptionen
40 x 40 cm	58 g/m ² in Blau; grün oder weiß. Ligninfrei zugesetzte Schichten.	Schachteln mit 100 oder 500 Blatt. Auf Palette laminiert ohne Beschlag.
50 x 50 cm		
60 x 60 cm		
75 x 75 cm		
90 x 90 cm		
100 x 100 cm		
120 x 120 cm		

Wenden Sie sich an unsere Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.

Empfehlungen

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, staubfrei und bei geringer Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur von 10 bis 20 ° C.

Verwenden Sie ein sequenzielles Verpackungssystem, um bessere Barriereigenschaften und eine aseptischere Darstellung zu erhalten.

